LAPVSO Liboratorie d'Anatomie Patriciogique Véterinere du Sud-Quest

Expédition des prélèvements

LAPVSO
129, route de Blagnac
31201 Toulouse Cedex 2
Tél.: 05 34 40 77 88
accueil@lapvso.fr
www.lapvso.com

Ponction ganglionnaire

2 à 3 biopsies cutanées

DualDiag Leishmaniose (Histo / PCR)

Vétérinaire Vétérinaire référent

Veuillez joindre impérativement le règlement

ou facturation à la clinique (cochez la case)

(chèque à l'ordre du LAPVSO)



Date d'envoi :

Nombre total de prélèvements :

Nombre de pots :

recouvertes de lamelles, protégées des vapeurs de formol environnantes

Envoyer la facture acquittée Nombre de lames : Important : l'envoi de TOUS les prélèvements se fait au LAPVSO Espèce : • Prénom, nom et adresse complète : Propriétaire Chien Chat autre: ര Ε ● Sexe: M MC ☐ F ☐ FC Age :
Race : 4 Nom:.... Tatouage / Puce : Signes généraux Signes cutanés Signes nerveux Signes oculaires O Baisse de forme, apathie O Alopécie O Croûtes O Ataxie O Conjonctivite O Diminution d'appétit O Amaigrissement O Erythème O Squames O Convulsions O Kératite Déshydratation O Hypothermie O Tremblements O Nodules O Papules O Uvéite O Hyperthermie O Anémie O Ulcères / érosions O Myoclonies O Autres O Ictère O Splénomégalie O Vésicules / bulles O Paralysie émoratif O Adénomégalie O Hépatomégalie O Hypopigmentation O Autres O Pétéchies O Oligurie, anurie O Autres O PUPD O Ascite Localisation des O Epistaxis O Autres lésions et des biopsies Ξ Signes respiratoires Signes digestifs O Jetage O Diarrhée Ε 0 O Dyspnée O Vomissements O Toux O Constination O Epanchement pleural O Douleurs abdominales Biochimie, Hématologie : Durée d'évolution des signes cliniques Traitement en cours au moment du prélèvement : < 5 jours</p>
5-15 jours
> > 15 jours Technique et résultats : **Prélèvements** 2 à 3 biopsies cutanées + 1 cyto au choix + 2 ou 3 prélèvements au choix pour PCR Recommandations importantes Privilégier le même type de prélèvements pour Histo / Cyto et PCR Histo: réaliser les biopsies en plein centre prélèvements prélèvements prélèvements des lésions non fixés formol Cyto : lames identifiées au crayon à papier Histologie Cyto **PCR** (nom, site de ponction), séchées à l'air, Moelle osseuse sans fixation, non colorées, non



Le DualDiag Leishmaniose (PCR + Histo/Cyto) en pratique



Envoi des prélèvements

- Le matériel d'expédition peut être commandé dans l'un ou l'autre des laboratoires par téléphone ou mail.
- Réaliser les mêmes prélèvements pour l'histo/cyto et la PCR.
 - Pour l'examen histo-pathologique (LAPVSO), les prélèvements sont expédiés dans le formol
 - Pour la PCR quantitative (Scanelis), les prélèvements ne sont pas fixés (tube(s) ou flacon(s) sec(s) sans milieu de transport)
 Les produits de ponction sont placés dans un tube sec (éventuellement rincer l'aiguille avec un faible volume de sérum physiologique)
 - Pour l'examen cytologique, réaliser les étalements sur lames propres, séchées à l'air, sans fixation, non colorées, non recouvertes de lamelles, protégées des vapeurs de formol environnantes
- N'hésitez pas à nous joindre par téléphone pour le choix des prélèvements
 Mettre les prélèvements dans deux pochettes identifiées au nom de chaque laboratoire puis dans la pochette Chronopost. Envoyer la totalité au LAPVSO.

Tarif 2018 (€ TTC)

- Un tarif unique de 130 € comprenant les prestations suivantes :
 - Envoi Chronopost vers LAPVSO et retransfert vers le laboratoire Scanelis des prélèvements pour la PCR quantitative
 - Examen histo-pathologique sur deux à trois biopsies cutanées et une cytologie au choix (soit cytoponction à l'aiguille fine d'un noeud lymphatique soit ponction de moelle osseuse). Plusieurs lames sont acceptées pour le type de cytologie choisi.
 - PCR quantitative sur 1, 2 ou 3 prélèvements analysés en mélange
 Rapports d'analyse de chaque laboratoire + une synthèse concertée des résultats réalisée conjointement par des vétérinaires des deux laboratoires.
- Modalités de paiement : chèque du propriétaire joint, à l'ordre du LAPVSO ou facturation à la clinique vétérinaire

Délai et envoi des résultats

- 3 jours ouvrés à compter de la réception des prélèvements au LAPVSO
- Envoi des résultats à la clinique de préférence par mail ou par fax

Pour toute question concernant DualDiag Leishmaniose

LAPVSO: 05 34 40 77 88 Scanelis: 05 34 50 50 90