



MODE D'ENVOI DES PRÉLÈVEMENTS HISTOLOGIQUES AU LAPVSO



- Afin de respecter les **normes de transport ADR2013/P650**, le LAPVSO met à votre disposition **des kits pour un envoi sécurisé** de vos prélèvements **A commander sur www.lapvso.com à l'onglet « Commander » puis « Commander un kit»**

Votre envoi doit comporter

- **① 1 flacon de formol** contenant votre prélèvement parmi 3 contenances
 - 60 ml pour les envois courants
 - 25 ml pour les biopsies
 - 180 ml pour les pièces anatomiques volumineuses
- **② 1 sachet étanche à usage unique*** à double poche
 - poche prélèvement centrale contenant un tampon absorbant
 - poche document extérieure
- 1 boîte postale en carton
- 1 étiquette adhésive UN 3373
- 1 formulaire de demande d'analyse à télécharger sur www.lapvso.com

Comment procéder

- **③** Placer chaque flacon, identifié par les noms de l'animal & du propriétaire, dans la *poche centrale* d'un sachet étanche à usage unique* avec le tampon absorbant. Fermer la poche par sa partie adhésive
- **④** Placer formulaire de demande d'analyse et paiement dans la *poche document extérieure* du même sachet étanche
- **⑤** Enfermer le sachet étanche dans la boîte postale en carton
- **⑥** Enfermer la boîte postale dans la pochette Chronopost
- **Editer une étiquette e-chronopass pré-adressée au LAPVSO sur www.lapvso.com à l'onglet « Commander » puis « Editer une étiquette Chronopost »**
- Coller sur la pochette Chronopost, l'étiquette e-chronopass éditée et l'étiquette UN3373 fournie

* Au maximum par sachet étanche
1 x180 ml ou 2 x 60 ml ou 6 x 25 ml

Toute l'équipe du LAPVSO
vous remercie